

**BENDANA**

**pratique** pour vous



**confortable** pour eux

Protection post-opératoire à usage vétérinaire pour  
animaux de compagnie

info@bendana.it



www.bendana.it

# ...à propos de BENDANA



Dr.  
**Lucia Canderle**

« L'idée est née pour répondre à un besoin de ma fille Lucia, vétérinaire, qui m'a demandé de concevoir une protection élastique et enveloppante pour les animaux opérés. Lassée de son expérience avec les sparadraps traditionnels, qui arrachaient régulièrement les poils et agaçaient le patient, elle imaginait la création d'un produit qui empêcherait l'animal de se lécher ou de se mordre, compromettant ainsi le travail effectué. J'ai alors pensé à un « body » de protection, parfaitement ajusté et confortable... J'ai pensé à Bendana. »

**Maria Luisa Sala Canderle**  
Créatrice de Bendana


Des bandages défaits, des gazes déchirées, des sutures et des pansements à refaire, des animaux énervés et difficiles à soigner... et surtout, l'utilisation de mètres de sparadrap coûteux.

**Bendana remédie à tout cela grâce à une seule et simple solution, puisqu'il s'agit d'un bandage élastique conçu pour recouvrir complètement les pansements de manière sûre et durable, en protégeant la zone opérée et en laissant à l'animal une liberté de mouvement absolue, comme s'il s'agissait d'une seconde peau.** Fourni avec des lacets, il permet de moduler la tension et la longueur de la protection, en s'adaptant à toutes les tailles et dimensions. Simple à utiliser, il peut être réglé en quelques étapes et est facile à retirer, même lors des contrôles. Il a été créé comme un produit jetable pour le vétérinaire, mais il est également résistant et peut donc être lavé et stérilisé si nécessaire. Il est fabriqué en tissu naturel : plus de 90% de coton et 5 à 10% d'élasthanne, ce qui le rend doux, respirant et léger. Il ne colle pas aux poils !


**Bendana** est produit en différents modèles et tailles en fonction de la partie du corps à protéger. Il peut être utilisé pour presque toutes les opérations courantes. Il réduit considérablement le temps nécessaire pour effectuer les bandages, l'utilisation de sparadraps et du fameux collier élisabéthain. **Il est fourni en deux options : en bande continue, à couper selon les besoins et en modèles ajustés prêts à l'emploi.**

## COMMENT PRENDRE LES MESURES, COMMENT CHOISIR LES TAILLES


Tous les modèles sont utilisables sur chiens et chats, sans distinction entre mâle et femelle





**a** circonférence thoracique -20% environ = **A**  
**c** circonferenza omero = **C**



ABDOMEN THORAX : AJUSTÉE / EN BANDE /  
AVEC MEMBRES ANTÉRIEURS / AVEC MEMBRES  
POSTÉRIEURS / AVEC QUATRE MEMBRES /  
AVEC TÊTE COU / AVEC PORTE HOLTER / FIXE  
ÉLECTRODES / TÊTE COU THORAX / TÊTE  
COU THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS /  
PROTECTION TOTALE



MEMBRES  
ANTÉRIEURS  
AVEC LACETS



| A cm | B cm | taille | poids   | en bande            |
|------|------|--------|---------|---------------------|
| 20   | 32   | XXXXS  | 1 - 3   | 1 pièce<br>de 2,5 m |
| 25   | 37   | XXXS   | 3 - 5   |                     |
| 30   | 44   | XXS    | 5 - 7   |                     |
| 35   | 50   | XS     | 7 - 10  |                     |
| 40   | 58   | S      | 10 - 15 |                     |
| 45   | 65   | M      | 15 - 20 |                     |
| 55   | 80   | L      | 20 - 30 |                     |
| 65   | 95   | XL     | 30 - 40 |                     |
| 75   | 108  | XXL    | 40 - 50 |                     |

| C cm  | taille | poids   |
|-------|--------|---------|
| 10/20 | XXXXS  | 1 - 3   |
| 12/25 | XXXS   | 3 - 5   |
| 15/30 | XXS    | 5 - 7   |
| 17/35 | XS     | 7 - 10  |
| 20/40 | S      | 10 - 15 |
| 22/45 | M      | 15 - 20 |
| 27/55 | L      | 20 - 30 |
| 32/65 | XL     | 30 - 40 |
| 37/75 | XXL    | 40 - 50 |

## CE QU'EST BENDANA

C'est un dispositif médical vétérinaire

C'est une protection post-opératoire

C'est une protection pour sutures, lésions, dermatites, infections etc.

Elle est fabriquée en coton véritable (plus de 90%) et Élasthanne (5 à 10%)

Elle est parfaitement respirante

C'est comme une seconde peau, car elle est réalisée en Jersey doux

Elle s'adapte aux formes et aux races des animaux

Elle est conçue pour permettre un large mouvement à l'animal

## CE QUE BENDANA N'EST PAS

Ce n'est pas un accessoire décoratif pour animaux

Elle n'est pas imperméable

Elle n'est pas indestructible

Ce n'est pas un harnais

Elle n'est pas rigide

Elle n'est pas résistante aux tâches

Elle n'est pas imprégnée de substances désinfectantes



## Bendana les 12 modèles

PROTECTION ABDOMEN-THORAX AJUSTÉE

(mod. 001)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION ABDOMEN-THORAX EN BANDE

(mod. 101)

Fournie en rouleaux de 2,5 m à couper sur mesure

PROTECTION ABDOMEN-THORAX

et MEMBRES ANTÉRIEURS

(mod. 011)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION ABDOMEN-THORAX et

MEMBRES POSTÉRIEURS

(mod. 021)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION ABDOMEN-THORAX et

QUATRE MEMBRES

(mod. 031)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION TÊTE COU et

ABDOMEN AJUSTÉE

(mod. 041)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION PORTE HOLTER

(mod. 051)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



MAILLOT FIXE ÉLECTRODES

(mod. 052)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION MEMBRES ANTÉRIEURS AVEC LACETS

(mod. 061)

Modèles tubulaires ajustés avec lacets prêts à l'emploi



PROTECTION TÊTE COU et THORAX

(mod. 071)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION TÊTE COU THORAX et MEMBRES

ANTÉRIEURS

(mod. 081)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



PROTECTION TOTALE

(mod. 091)

Modèles ajustés prêts à l'emploi



9 tailles disponibles du XXXXS au XXL pour tous les modèles (7 tailles pour les modèles 051 - 052)

Le catalogue complet, le listing des prix et le formulaire de commande sont disponibles sur le site [www.bendana.it](http://www.bendana.it)




| MODÈLE                                    | ARTICLE | TAILLE en cm | POIDS en Kg | TAILLE AMÉRICAINNE |
|-------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>mod. 001</b><br>ABDOMEN THORAX AJUSTÉE | 001.20  | 20           | 1-3         | XXXXXS             |
|                                           | 001.25  | 25           | 3-5         | XXXS               |
|                                           | 001.30  | 30           | 5-7         | XXS                |
|                                           | 001.35  | 35           | 7-10        | XS                 |
|                                           | 001.40  | 40           | 10-15       | S                  |
|                                           | 001.45  | 45           | 15-20       | M                  |
|                                           | 001.55  | 55           | 20-30       | L                  |
|                                           | 001.65  | 65           | 30-40       | XL                 |
|                                           | 001.75  | 75           | 40-50       | XXL                |



|                                                                     |        |    |       |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 101</b><br>ABDOMEN THORAX EN BANDE<br>Rouleau de 2,5 mètres | 101.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                                     | 101.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                                     | 101.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                                     | 101.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                                     | 101.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                                     | 101.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                                     | 101.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                                     | 101.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                                     | 101.75 | 75 | 40-50 | XXL    |




|                                                 |        |    |       |        |
|-------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 011</b><br>ABDOMEN THORAX et ANTÉRIEURS | 011.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                 | 011.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                 | 011.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                 | 011.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                 | 011.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                 | 011.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                 | 011.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                 | 011.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                 | 011.75 | 75 | 40-50 | XXL    |




|                                                  |        |    |       |        |
|--------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 021</b><br>ABDOMEN THORAX et POSTÉRIEURS | 021.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                  | 021.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                  | 021.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                  | 021.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                  | 021.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                  | 021.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                  | 021.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                  | 021.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                  | 021.75 | 75 | 40-50 | XXL    |




|                                                     |        |    |       |        |
|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 031</b><br>ABDOMEN THORAX et QUATRE MEMBRES | 031.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                     | 031.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                     | 031.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                     | 031.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                     | 031.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                     | 031.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                     | 031.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                     | 031.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                     | 031.75 | 75 | 40-50 | XXL    |



|                                                |        |    |       |        |
|------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 041</b><br>TÊTE COU et ABDOMEN AJUSTÉE | 041.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                | 041.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                | 041.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                | 041.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                | 041.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                | 041.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                | 041.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                | 041.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                | 041.75 | 75 | 40-50 | XXL    |



|                                            |        |    |       |     |
|--------------------------------------------|--------|----|-------|-----|
| <b>mod. 051</b><br>PROTECTION PORTE HOLTER | 051.30 | 30 | 5-7   | XXS |
|                                            | 051.35 | 35 | 7-10  | XS  |
|                                            | 051.40 | 40 | 10-15 | S   |
|                                            | 051.45 | 45 | 15-20 | M   |
|                                            | 051.55 | 55 | 20-30 | L   |
|                                            | 051.65 | 65 | 30-40 | XL  |
|                                            | 051.75 | 75 | 40-50 | XXL |




|                                            |        |    |       |     |
|--------------------------------------------|--------|----|-------|-----|
| <b>mod. 052</b><br>MAILLOT FIXE ÉLECTRODES | 052.30 | 30 | 5-7   | XXS |
|                                            | 052.35 | 35 | 7-10  | XS  |
|                                            | 052.40 | 40 | 10-15 | S   |
|                                            | 052.45 | 45 | 15-20 | M   |
|                                            | 052.55 | 55 | 20-30 | L   |
|                                            | 052.65 | 65 | 30-40 | XL  |
|                                            | 052.75 | 75 | 40-50 | XXL |




| MODÈLE                                            | ARTICLE   | TAILLE en cm | POIDS en Kg | TAILLE AMÉRICAINNE |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>mod. 061</b><br>MEMBRES ANTÉRIEURS AVEC LACETS | 061.10/20 | 20           | 1-3         | XXXXXS             |
|                                                   | 061.12/25 | 25           | 3-5         | XXXS               |
|                                                   | 061.15/30 | 30           | 5-7         | XXS                |
|                                                   | 061.17/35 | 35           | 7-10        | XS                 |
|                                                   | 061.20/40 | 40           | 10-15       | S                  |
|                                                   | 061.22/45 | 45           | 15-20       | M                  |
|                                                   | 061.27/55 | 55           | 20-30       | L                  |
|                                                   | 061.32/65 | 65           | 30-40       | XL                 |
|                                                   | 061.37/75 | 75           | 40-50       | XXL                |




|                                    |        |    |       |        |
|------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 071</b><br>TÊTE COU THORAX | 071.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                    | 071.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                    | 071.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                    | 071.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                    | 071.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                    | 071.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                    | 071.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                    | 071.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                    | 071.75 | 75 | 40-50 | XXL    |



|                                                          |        |    |       |        |
|----------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 081</b><br>TÊTE COU THORAX et MEMBRES ANTÉRIEURS | 081.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                                          | 081.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                                          | 081.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                                          | 081.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                                          | 081.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                                          | 081.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                                          | 081.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                                          | 081.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                                          | 081.75 | 75 | 40-50 | XXL    |



|                                      |        |    |       |        |
|--------------------------------------|--------|----|-------|--------|
| <b>mod. 091</b><br>PROTECTION TOTALE | 091.20 | 20 | 1-3   | XXXXXS |
|                                      | 091.25 | 25 | 3-5   | XXXS   |
|                                      | 091.30 | 30 | 5-7   | XXS    |
|                                      | 091.35 | 35 | 7-10  | XS     |
|                                      | 091.40 | 40 | 10-15 | S      |
|                                      | 091.45 | 45 | 15-20 | M      |
|                                      | 091.55 | 55 | 20-30 | L      |
|                                      | 091.65 | 65 | 30-40 | XL     |
|                                      | 091.75 | 75 | 40-50 | XXL    |



PROTECTION PORTE HOLTER



**BENDANA**

Protections post-opératoire à usage vétérinaire pour animaux de compagnie

Tel. +39 0444 550361

Fax +39 0444 550268

73/b, via Cazzale

36057 Arcugnano (Vicenza) Italia

info@bendana.it www.bendana.it